

易派
Paradigm (E)



轻松生活 · 易在掌握

 Medtronic

产品外观图

背景灯显示，便于查看

防水设计，防溅水或一次性浸水，可使您悠闲地在海滩、游泳或湖边嬉戏

储药器室窗口，您可以看见还剩余多少胰岛素量

退出按钮可让您返回上级菜单

耐撞击外壳，可在掉落和划伤时保护泵的正常运行

圆形边角使您佩戴感觉舒适



实际大小

安全可靠，品质卓越

人性设计，性能安全

- 每天自动进行数百万次的安全自检，确保输注安全可靠
- 报警模式有蜂鸣和震动，佩戴操作更私密
- 儿童锁的设计可防止小孩误操作按钮
- IPX7防水性能，可防溅水或一过性浸水
- 储药器剩余液量不足自动报警，安心使用
- 配有专利接口的多种输注管路，适合不同人群需要
- 快速分离器方便洗澡和游泳时将泵和身体暂时分离
- 使用U-100浓度胰岛素



体积小巧，佩戴舒适

- 尺寸5.1×9.1×2.0cm，形同手机，小巧玲珑，易于佩戴
- 净重92克，轻薄便利
- 烟灰色外观，易与服装搭配和隐藏





输注精确，精细降糖

- 专利的 BioPULSE™ 生理脉冲式胰岛素输注，胰岛素吸收均匀稳定，无皮下蓄积现象
- 输注马达误差不过±2%，精确安全
- 最小输注精度可达0.05u/h，血糖调节更精细
- 最多可设48段基础率，满足不同治疗需求
- 临时基础率可在30分钟到24小时内自由设定，适应生活改变



操作简便，轻松掌握

- 直观的中文界面，容易学习
- 菜单式操作方式，配有中文在线提示，易于掌握
- 使用1节AAA碱性电池，方便购买
- 背景灯装置让您在光线不足时也能轻松读取屏幕信息
- 提供大剂量快捷键，方便进餐追加量操作



卓越品牌，完善培训和服务

- 美敦力具有20多年胰岛素泵治疗产品领域的经验并不断创新，是全球市场领导者
- 全球美敦力胰岛素泵用户已经超过30万
- 拥有覆盖全国范围的技术销售队伍和客户服务人员，提供完善的培训和服务
- 24小时/365天全天候的800/400人工接听客服热线支持
- 对新用户进行规范的一对一培训，并提供长期随访服务和再培训教育活动
- 在全国各地持续开展胰岛素泵用户俱乐部活动，方便用户进一步学习交流



美敦力公司总部位于美国明尼苏达州明尼阿波利斯市，是全球领先的医疗科技公司，致力于为慢性疾病患者提供终身的治疗方案。在过去的岁月里，美敦力已经为逾500万的患者提供了专业的医疗产品及治疗，帮助他们改善了生活质量。

每5秒钟，世界上就有一名病人因为美敦力的产品而减轻病痛，恢复健康，延长寿命。



轻松生活 ·  在掌握



Medtronic

美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司

大中华区总部

地址：上海浦东松涛路560号张江大厦8楼
电话：021-50800998
传真：021-50800978
邮编：201203

广州办事处

地址：广东省广州市先烈中路69号东山广场801-805室
电话：020-87323661
传真：020-87324961
邮编：510095

西安办事处

地址：西安市和平路99号金鑫国际大厦805室
电话：029-87206030
传真：029-87206425
邮编：710001

上海办事处

地址：上海市西藏中路268号来福士广场办公楼37楼06单元
电话：021-63404288
传真：021-63403790
邮编：200001

沈阳办事处

地址：沈阳市和平区和平北大街69号总统一座A座1701-1702室
电话：024-22815626
传真：024-22815632
邮编：110003

武汉办事处

地址：武汉市建设大道568号新世界国贸大厦1座31楼8号
电话：027-68850636
传真：027-68850632
邮编：430022

北京办事处

地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东一办公楼1805-1812室
电话：010-58698989
传真：010-85150866
邮编：100738

成都办事处

地址：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦12楼A-2座
电话：028-86199528
传真：028-86199538
邮编：610016

24小时

人工客服热线：800-820-1981
(手机用户) 400-820-1981

公司网站：www.minimed.com.cn
爱泵网：www.ipump.com.cn

心脏和血管疾病·神经系统疾病·疼痛·脊椎疾病·糖尿病
泌尿科疾病·消化系统疾病·眼、鼻、耳和咽喉疾病



Medtronic
减轻病痛·恢复健康·延长寿命